

IONTO *fit*

IONTO *fit* es el nuevo aparato portátil para **iontoforesis**, caracterizado por su sencillez de uso y sus numerosas posibilidades de utilización: terapia antiinflamatoria y antirreumática, hiperhidrosis (tratamiento del sudor) iontoforesis (galvanoterapia introducción del fármaco a través de la corriente).

Los mecanismos de acción de la terapia iontoforésica son básicamente dos:

- El primero es el reequilibrio de la diferencia de potencial eléctrico entre la dermis y las glándulas endocrinas. El equilibrio de este potencial facilita la sudoración para poder eliminar las sustancias tóxicas que se hallan en nuestro organismo.
- La iontoforesis se utiliza para introducir sustancias medicinales en el organismo de manera ionizada, superando la barrera cutánea mediante la aplicación de una corriente continua.



Contiene 20 programas prefijados con los parámetros para las aplicaciones más comunes.

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Alimentación: batería recargable

Forma de onda: iontoforesis

Número de canales: 2 independientes

Número de programas: 20 prefijados

Intensidad de corriente (mA): 0-20

Emisión: continua

DOTACIÓN DE BASE

- Estuche contenedor
- 4 electrodos conductores de silicona 6x8 cm
- 4 electrodos spontex 6x8 cm
- Batería recargable
- Alimentador externo
- 2 cables de salida

Funciona a batería.

www.marpe.es

Marpe s.a.



c/Provenza 138 bajos. Telf. 902.35.66.35 | marpe@marpe.es | www.marpe.es